

かんたん・やさしい ミミーの補聴器

補聴器について
お気軽に
ご相談ください

経験豊富なスタッフが
お客様にピッタリの補聴器を
わかりやすく丁寧に
ご案内いたします



かんたん操作

ミミーの補聴器



オリーブ
ME-181

〈適応聴力範囲〉軽度～中等度難聴を中心に
高度難聴（初期）にも対応

軽度難聴 中等度難聴 高度難聴 重度難聴

軽度～高度（初期）

point
01

ワンタッチ操作で
使いやすい

音量・音質感の切り換えがワンタッチ操作。
スイッチ一つで簡単に切り換えでき、初めて
補聴器をお使いになる方でもすぐに使え
ます。外にお出かけの際の持ち運びにも
便利です。

point
02

自然なきこえの
耳元マイク

コードの途中についている「耳元マイク」は
耳に近い位置で音を拾うため、本来の自分
のきこえのような自然な音質。耳障りな衣擦れの
音も軽減します。コードを耳の後ろに掛けて
使うとコードが邪魔になりません。

point
03

電池交換時は
ランプでお知らせ

ME-181は電池交換時にランプが光って
お知らせします。

電池がなくなる前にランプが点灯。交換の
タイミングを逃しません。

補聴器保証制度

1年間無償保証

保証期間内に生じた本体の自然故障に
ついて無償で修理いたします。

有償保証

保証期間経過後及び期間内の自然故障以外に
についても、責任を持って修理いたします。

※保証は補聴器本体についてのみ有効です。

- 製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- 商品のサイズ、質量などは全て(約)の値です。
- このカタログは、2024年4月現在のものです。 [10564]

sanwa

株式会社 三和製作所

ミミー電子事業部:〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1
tel.042-538-3316 fax.042-538-3317



〈お問い合わせ〉平日10:00～17:00 (土日祝日除く)

0120-331-756

きこえをサポートするお近くの代理店



好きな場所で、大切な人とおなじ音を

例えば、

散歩中に流れてきた懐かしい音楽、

テレビ番組の楽しそうな話し声。

きこえることで

あなたと大切なひとが、

おなじ気持ちで、笑いあえますように。



一緒に使えば、家族とのテレビタイムが快適に

テレビの音声をワイヤレスキャッチ。自分に合った音量に調節できます。



オリーブ ME-181

Point 電池交換 おしらせランプ

電池残量を点灯してお知らせします。



Point 耳元マイク

マイクが耳に近い位置にあるため、衣擦れの音などの不快な音も気になりません。

Point 電源・音質スイッチ

音質「H」は低音を落とし高音を強調します。音がはっきりしない時はつまみを「N」の位置へ。

ミミー補聴器 オリーブ ME-181

911-943 ¥45,000 (非課税)

【医療機器認証番号】224AGBZX00079000

接続カンタン！コードレスタイプ

付属品
●電源ACアダプター2個
●プラグアダプター
●取扱説明書
●かんたん準備ガイド



テレビ音声受信機 TV-01

911-944 ¥25,000 (税込¥27,500)

【サイズ(約)】送信機:幅80×高15×奥行30mm、受信機:幅100×高35×奥行74mm【質量】送信機:30g、受信機:80g【伝送距離】30m【品質補償】1年



各部の名称



付属品

- MICイヤホンコード1本
- イヤホン(W100)黒1個※イヤホンコードにセット済み
- ジョイント1個※イヤホンにセット済み
- イヤホン(大・中・小)各1個※中はイヤホンにセット済み
- ネックストラップ1本
- マイナスイヤホンケーブル1本
- 単4形アルカリ乾電池2本

90dB入力最大出力音圧レベル	ピーク値	127dB
	HFA	125dB
最大音響利得	ピーク値	41dB
	HFA	39dB
使用電池/電池寿命	単4形アルカリ乾電池2本/約200時間	
本体の大きさ	W49×H79×D16(mm)	
重さ	約62g(電池・耳せん含む)	

無線送信 接続方法

